

本品はほとんどにおいがなく、味は苦い。

本品の横切面を鏡検するとき、一次皮部及び内しょうには著しく膜の厚い石細胞が認められ、道管部では大小の道管がほぼ階段状に配列する。放射組織の細胞はおおむね木化せず、ところどころに著しく膜の厚い大きな石細胞が散在する。一次皮部にはシユウ酸カルシウムの針晶を含み、放射組織中にてはでんぶん粒及びシユウ酸カルシウムの小針晶を含む。でんぶん粒は单粒で、径は3～10μmである。

**確認試験** 本品の粉末0.5gに希酢酸10mLを加え、しばしば振り混ぜながら水浴上で2分間加熱し、冷後、ろ過する。ろ液5mLにドライゲンドルフ試液2滴を加えるとき、直ちにだいだい黄色の沈殿を生じる。

灰分 6.0%以下。

酸不溶性灰分 0.5%以下。

## ボウコン

Imperata Rhizome

**IMPERATAE RHIZOMA**

茅根

本品はチガヤ *Imperata cylindrica* Beauvois (*Gramineae*) の細根及びりん片葉をほとんど除いた根茎である。

**性状** 本品は細長い円柱形を呈し、径0.3～0.5cm、ときに分枝している。外面は黄白色で、わずかな縦じわ及び2～3cmごとに節がある。折りにくく、折面は纖維性である。横切面は不規則な円形で、皮層の厚さは中心柱の径よりもわずかに薄く、髓の組織はしばしばうつろとなる。横切面をルーペ視するとき、皮層は黄白色で、ところどころに褐色のはん点を認め、中心柱は黄褐色である。

本品はにおいがなく、味は初めなく、後にわずかに甘い。

**確認試験** 本品の粉末1gにヘキサン20mLを加え、時々振り混ぜながら30分間放置した後、ろ過する。ろ液を蒸発乾固し、残留物をクロロホルム5mLに溶かし、その0.5mLを試験管にとり、無水酢酸0.5mLを加えて振り混ぜた後、硫酸0.5mLを穏やかに加えるとき、境界面は赤褐色を呈し、上層は青緑色～青紫色を呈する。

### 純度試験

(1) 細根及びりん片葉 本品は細根及びりん片葉3.0%以上を含まない。

(2) 異物 本品は細根及びりん片葉以外の異物1.0%以上を含まない。

灰分 5.0%以下。

酸不溶性灰分 1.5%以下。

## ボウフウ

Saposhnikovia Root

**SAPOSHNIKOVIAE RADIX**

防風

本品は *Saposhnikovia divaricata* Schischkin (*Umbelliferae*) の根及び根茎である。

**性状** 本品は細長い円すい形を呈し、長さ15～20cm、径0.7～1.5cmである。外面は淡褐色で、根茎には密に輪節状の横じわがあり、褐色の毛状になった葉しょうの残基

を付けることがある、根には多数の縦じわ及び細根の跡がある。横切面の皮部は灰褐色で、空げきが多く、木部は黄色である。

本品は弱いにおいがあり、味はわずかに甘い。

**純度試験** 異物 本品は茎及びその他の異物2.0%以上を含まない。

灰分 7.0%以下。

酸不溶性灰分 1.5%以下。

エキス含量 希エタノールエキス20.0%以上。

## ボタンビ

Moutan Bark

**MOUTAN CORTEX**

牡丹皮

本品はボタン *Paeonia suffruticosa* Andrews (*Paeonia moutan* Sims) (*Paeoniaceae*) の根皮である。

本品はペオノール1.0%以上を含む。

**性状** 本品は管状～半管状の皮片で、厚さ約0.5cm、長さ5～8cm、径0.8～1.5cmである。外面は暗褐色～帯紫褐色で、横に長い小円形の側根の跡と縦じわがあり、内面は淡灰褐色～帯紫褐色を呈し、平らである。折面はきめがあらい。内面及び折面にはしばしば白色の結晶を付着する。

本品は特異においがあり、味はわずかに辛くて苦い。

**確認試験** 本品の粉末2.0gにヘキサン10mLを加え、3分間振り混ぜた後、ろ過し、ろ液を試料溶液とする。別に薄層クロマトグラフ用ペオノール1mgをメタノール10mLに溶かし、標準溶液とする。これらの液につき、薄層クロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液及び標準溶液10μLずつを薄層クロマトグラフ用シリカゲル(蛍光剤入り)を用いて調製した薄層板にスポットする。次に酢酸エチル/ヘキサン混液(1:1)を展開溶媒として約10cm展開した後、薄層板を風乾する。これに紫外線(主波長254nm)を照射するとき、試料溶液から得た数個のスポットのうち1個のスポットは、標準溶液から得たスポットと色調及びR<sub>f</sub>値が等しい。

### 純度試験

(1) 木部 本品は木部5.0%以上を含まない。

(2) 異物 本品は木部以外の異物1.0%以上を含まない。

灰分 6.0%以下。

酸不溶性灰分 1.0%以下。

**成分含量測定法** 本品の粉末約0.3gを精密に量り、メタノール40mLを加え、還流冷却器を付けて水浴上で30分間加熱し、冷後、ろ過する。残留物は、メタノール40mLを加え、同様に操作する。全ろ液を合わせ、メタノールを加えて正確に100mLとする。この液10mLを正確に量り、メタノールを加えて正確に25mLとし、試料溶液とする。別に成分含量測定用ペオノールをデシケーター(乾燥用塩化カルシウム)で1時間以上乾燥し、その約0.01gを精密に量り、メタノールに溶かして正確に100mLとする。この液10mLを正確に量り、メタノールを加えて正確に50mLとし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液10μLずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフ法により